

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

lp	Wyszczególnienie	Opis przedmiotu zamówienia
1	Pieluchomajtki Rozm. S, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar S - dzienne 1. Poziom chłonności minimalny 2700g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 55-80 cm, +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności 4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. 9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu 10. Nie zawiera elementów lateksowych 11. Dwa indykatory wilgotności 12. Produkt pakowany po 10 szt.
2	Pieluchomajtki Rozm. M, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar M - dzienne 1. Poziom chłonności minimalny 3700g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 75-110 cm +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności 4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. 9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu 10. Nie zawiera elementów lateksowych 11. Dwa indykatory wilgotności 12. Produkt pakowany po 10 szt.
3	Pieluchomajtki Rozm. L, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar L - dzienne 1. Poziom chłonności minimalny 4000g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 100-150 cm, +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności 4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca moczu równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. 9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu 10. Nie zawiera elementów lateksowych 11. Dwa indykatory wilgotności 12. Produkt pakowany po 10 szt.

4	Pieluchomajtki Rozm. XL, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar XL -dienne
		1. Poziom chłonności minimalny 4000g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 130-170 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności
		4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.
		9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu
		10. Nie zawiera elementów lateksowych
		11. Dwa indykatory wilgotności
		12. Produkt pakowany po 10 szt.
5	Majtki chłonne rozm.M, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar M
		1. Poziom chłonności minimalny 1100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 80-110 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
6	Majtki chłonne rozm.L, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówieni	Majtki chłonne rozmiar L
		1. Poziom chłonności minimalny 1100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 100-135 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
7	Majtki chłonne rozmXL, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar XL
		1. Poziom chłonności minimalny 1100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 120-160 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		

8	Majtki chłonne rozm.M, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar M 1. Poziom chłonności minimalny 1400g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 80-110 cm +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. 4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz 9. Nie zawiera elementów lateksowych 10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany 11. Produkt pakowany po 30 szt.
9	Majtki chłonne rozm.L, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar L 1. Poziom chłonności minimalny 1450g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 92-135 cm +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. 4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz 9. Nie zawiera elementów lateksowych 10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany 11. Produkt pakowany po 30 szt.
10	Majtki chłonne rozm.XL, KOD NFZ- Y.06.01.00..MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar XL 1. Poziom chłonności minimalny 1550g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 120-160 cm +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. 4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz 9. Nie zawiera elementów lateksowych 10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany 11. Produkt pakowany po 30 szt.
11	Pieluchomajtki Rozm. S, KOD NFZ – Y.06.01.00.PP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar S - nocne 1. Poziom chłonności minimalny 1770g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 56-96 cm +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. 4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz 9. Nie zawiera elementów lateksowych 10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany 11. Produkt pakowany po 30 szt.

12	Pieluchomajtki Rozm. M, KOD NFZ – Y.06.01.00.PP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar M - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 73-130 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
13	Pieluchomajtki Rozm. L, KOD NFZ – Y.06.01.00.PP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar L - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2100g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 96-160 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
14	Pieluchomajtki Rozm.XL, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar XL - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2770g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 120-170 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
15	Pieluchomajtki Rozm. M, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar M - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2500g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 73- 130 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		

16	Pieluchomajtki Rozm. L, KOD NFZ – Y.06.01.00.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar L - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2600g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 92-144 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
17	Wkładki/podkładki anatomiczne , KOD NFZ- Y.06.01.00.PW zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Wkładki/podkładki anatomiczne
		1. Poziom chłonności minimalny 800g według norm ISO 11948-1
		2. Długość ok. 37+/-5%
		2.Chronią przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i wilgocią.
		3.System zamykającymi płyn i nieprzyjemny zapach.
		4. Produkt pakowany po 12 szt

FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY

lp	Wyszczególnienie	Opis przedmiotu zamówienia
1	Pieluchomajtki Rozm. S, KOD NFZ – P.100.PM2/P.101.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar S - dzienne 1. Poziom chłonności minimalny 2700g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 55-80 cm, +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności 4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. 9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu 10. Nie zawiera elementów lateksowych 11. Dwa indykatory wilgotności 12. Produkt pakowany po 10 szt.
2	Pieluchomajtki Rozm. M, KOD NFZ – P.100.PM2/P.101.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar M - dzienne 1. Poziom chłonności minimalny 3700g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 75-110 cm +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności 4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. 9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu 10. Nie zawiera elementów lateksowych 11. Dwa indykatory wilgotności 12. Produkt pakowany po 10 szt.
3	Pieluchomajtki Rozm. L, KOD NFZ – P.100.PM2/P.101.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar L - dzienne 1. Poziom chłonności minimalny 4000g według norm ISO 11948-1 2. Sugerowany obwód 100-150 cm, +/- 5% 3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności 4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca moczu równomiernie na całej powierzchni. 5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach, 6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy 7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie) 8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym. 9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu 10. Nie zawiera elementów lateksowych 11. Dwa indykatory wilgotności 12. Produkt pakowany po 10 szt.

4	Pieluchomajtki Rozm. XL, KOD NFZ – P.100.PM2/P.101.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar XL -dienne
		1. Poziom chłonności minimalny 4000g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 130-170 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne. IV poziom chłonności
		4. Dodatkowa warstwa rozprrowadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz. Falbanki zapobiegające wyciekom w obszarze pachwinowym.
		9. Ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu
		10. Nie zawiera elementów lateksowych
		11. Dwa indykatory wilgotności
		12. Produkt pakowany po 10 szt.
5	Majtki chłonne rozm.M, KOD NFZ- P.100MCH1/P.101.MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar M
		1. Poziom chłonności minimalny 1300g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 80-110 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprrowadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
6	Majtki chłonne rozm.L, KOD NFZ- P.100MCH1/P.101.MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar L
		1. Poziom chłonności minimalny 1400g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 100-135 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprrowadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
7	Majtki chłonne rozmXL, KOD NFZ- P.100MCH1/P.101.MCH1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar XL
		1. Poziom chłonności minimalny 1550g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 120-160 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprrowadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.

8	Majtki chłonne rozm.M, KOD NFZ- P.100MCH2/P.101.MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar M
		1. Poziom chłonności minimalny 1400g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 80-110 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
9	Majtki chłonne rozm.L, KOD NFZ- P.100MCH2/P.101.MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar L
		1. Poziom chłonności minimalny 1450g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 92-135 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
10	Majtki chłonne rozm.XL, KOD NFZ- P.100MCH2/P.101.MCH2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Majtki chłonne rozmiar XL
		1. Poziom chłonności minimalny 1550g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 120-160 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.
11	Pieluchomajtki Rozm. S, KOD NFZ – P.100.PP/P.101.PP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar S - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 1770g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 56-96 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
		11. Produkt pakowany po 30 szt.

12	Pieluchomajtki Rozm. M, KOD NFZ – P.100.PP/P.101.PP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar M - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2400g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 73-130 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
13	Pieluchomajtki Rozm. L, KOD NFZ – P.100.PP/P.101.PP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar L - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2600g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 96-160 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
14	Pieluchomajtki Rozm.XL, KOD NFZ – P.100.PP/P.101.PP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar XL - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2770g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 120-170 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
15	Pieluchomajtki Rozm. M, KOD NFZ – P.100.PM2/P.101.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar M - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2480g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 73- 130 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozpraszająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		

16	Pieluchomajtki Rozm. L, KOD NFZ – P.100.PM2/P.101.PM2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Pieluchomajtki rozmiar L - nocne
		1. Poziom chłonności minimalny 2700g według norm ISO 11948-1
		2. Sugerowany obwód 92-144 cm +/- 5%
		3. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne.
		4. Dodatkowa warstwa rozprzewadzająca mocz równomiernie na całej powierzchni.
		5. System neutralizujący nieprzyjemny zapach,
		6. Produkt 100% oddychający na całej powierzchni, wszystkie warstwy
		7. Mocowania wielokrotnego użytku (więcej niż dwukrotnie)
		8. Zabezpiecz. boczne, przednie i tylne zapobiegające wyciekom moczu na zewnątrz
		9. Nie zawiera elementów lateksowych
		10. Wskaźnik wilgotności wskazujący o konieczności wymiany
11. Produkt pakowany po 30 szt.		
17	Wkładki/podkładki anatomiczne , KOD NFZ- P.100.PW/P.101.PW zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Wkładki/podkładki anatomiczne
		1. Poziom chłonności minimalny 800g według norm ISO 11948-1
		2. Długość ok. 37+/-5%
		2.Chronią przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i wilgocią.
		3.System zamykającymi płyn i nieprzyjemny zapach.
		4. Produkt pakowany po 12 szt